

Nieuwsmail[[Home](#)] [[Up](#)] [[Infomail](#)]**Nieuwsbrief Juni 2007****Voor: [03]
[04]**

Onderwerpen
Rheometers
Cursus pH Meting
Digitale sensoren platform
NEN 3140 test
Nieuwe glansmeter
Brookfield snelkoppeling
Nieuwe pH sensor
Optische zuurstof sensor

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief 3/2007
Mocht deze HTML mail niet goed leesbaar zijn
[klik dan hier voor de internet versie](#)

Rheotec Rheometers bij Elscolab

Elscolab introduceert de RC30 rheometer van Rheotec.

De RC30 serie is het laatst nieuwe model rheometers van Rheotec. Met deze systemen is het mogelijk om shear rate of shear stress gestuurd te meten. Er is een cilindrisch systeem en een kegel plaat uitvoering.

[Lees hier verder >](#)

[Documentatie Code 7301](#)

Cursus pH meting bij Elscolab

Elscolab Nederland BV, de specialist in elektrochemische metingen zoals pH, zuurstof, CO2 en geleidbaarheid geeft wederom een:

pH studiedag op 30 oktober 2007

De reacties van deelnemers aan de twee voorgaande seminars dit jaar waren zo enthousiast dat wij een derde studiedag datum hebben vastgesteld.

Wilt u de volledige uitnodigingsbrief lezen, en/of inschrijven? Klik dan op onderstaande link:

[Lees hier verder >](#)

Digitale sensoren platform

NIEUW! INGOLD Digitale Sensoren met ISM Technologie.

Mettler Toledo introduceert een volgende generatie in pH en zuurstof sensoren.

Digitaal platform: intelligent, uiterst onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar.

Een logische evolutie:

Mettler Toledo bouwt met INGOLD verder aan de lange historie van baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van proces analyse. De nieuwste digitale sensoren voor

ELSCOLAB**België**

Hogenakkerhoek
straat 14
9150 Kruibeke
+32 3250 1570
www.elscolab.com

Nederland

Niels Bohrweg
155
3542 CA Utrecht
030-241 42 00
www.elscolab.nl
main@elscolab.nl



pH en zuurstof worden geïntroduceerd met geïntegreerde elektronica en ISM functionaliteit. Dankzij deze digitale sensoren met toegevoegde ISM functionaliteit krijgt de eindgebruiker voor het eerst eenvoudig toegang tot de digitale communicatie tussen de sensor en de transmitter. Als extra biedt deze techniek de mogelijkheid van "total loop control" & "process control" van Intelligent Sensor Management.

[Lees hier verder >](#)

Documentatie Code 7302

Testen van meetinstrument volgens NEN norm

Elscolab voegt NEN3140 testen toe aan het diensten pakket.

Met de NEN 3140 testmethode controleert Elscolab de de veiligheid van elektrische / elektronische instrumenten en toestellen. Vraag: Is de NEN 3140 op ons van toepassing? Het antwoord hierop is JA! Het wordt in ARBO-beleidsregel 3.5 gezien als een middel om aan de Arbowet te voldoen. Doet u (of uw werkgever) dit niet dan kunt u bij een bedrijfsongeval aansprakelijk worden gesteld. Het stilleggen van de werkzaamheden en het uitdelen van boetes zijn nog de meest milde sancties die de arbeidsinspectie op kan leggen.

elektrisch handgereedschap;
verplaatsbare leidingen (haspels e.d.);
verplaatsbare elektrische werktuigen;
verplaatsbare lampen;
verplaatsbare elektrische toestellen
(computers, printers, faxen, koelkasten,
koffiezetapparaten, copieerapparaten, etc.)

Onder de bovengenoemde arbeidsmiddelen vallen dus ook viscositeitsmeters, kleurmeters, pH-meters en andere laboratoriumapparatuur.

De norm geeft aan dat de inspectie periodiek en na reparatie uitgevoerd dient te worden. Bij een onderhoudsbeurt, reparatie of calibratie kunnen wij een NEN3140 test aanbieden. De testresultaten komen op uw certificaat te staan.

[Lees hier verder >](#)

Documentatie code 7303



Nieuwe glansmeter van Zehntner

Zehntner levert een compleet programma aan test instrumenten voor het laboratorium. De meeste instrumenten vinden hun toepassing in de verf en coating industrie.

Nieuw is de mini glansmeter ZGM 1110. Deze meter met maximaal 3 hoeken is ook zonder PC te gebruiken en heeft een display met aflezing

[Documentatie code 7304](#)



Snelkoppeling voor Brookfield spindle

Brookfield heeft voor haar laboratorium viscometers een nieuwe handige snelkoppeling gemaakt om de spindles te monteren. Deze EZ koppeling is een eenvoudige schuifkoppeling. De voordelen; snelle montage en minder kans om de as te beschadigen

[Documentatie code 7305](#)



INGOLD Inpro-4260 pH polymeer sensoren.

Mettler Toledo introduceert met de Inpro-4260 pH sensoren een nieuw gepatenteerd polymeer genaamd XEROLYT EXTRA voor de chemische industrie.

De InPro-4260 XEROLYT EXTRA sensor combineert hoge nauwkeurigheid met extreem lange standtijd. De sensor is gebouwd voor de chemische Industrie en heeft een open diafragma. Alle problemen die zich rond traditionele diafragma sensoren kunnen voordoen behoren zo tot de verleden tijd.

[Lees hier verder >](#)

[Documentatie code 7306](#)



Optische zuurstofsensor 6880I

Mettler Toledo introduceert met de Inpro-6880I sensoren een nieuw platform van optische zuurstofsensoren.

De nieuwe optische zuurstofsensoren van Mettler Toledo vertegenwoordigen een grote uitbreiding van het reeds bestaande zuurstof sensoren programma.



De Inpro-6880I optische sensor werkt zonder elektrolyt en is dus veel eenvoudiger in onderhoud. De geïntegreerde ISM technologie garandeert bovendien het "plug & measure" en "total loop control" concept. De sensor kent een modulaire opbouw. Het O2 gevoelige element is zeer stabiel, garandeert een lange standtijd en is snel en eenvoudig te vervangen.

[Lees hier verder >](#)

[Documentatie **code 7307**](#)

[Om documentatie aan te vragen uit deze brief kunt u hier de codes invullen.](#)

Eventueel kunt u ook deze mail terugsturen en vermelden welke documentatie u wilt ontvangen.

Indien u deze nieuwsbrief die 6x per jaar verschijnt niet meer wilt ontvangen, dan kunt u deze mail naar ons retourneren met de tekst UITSCHRIJVEN.