

Nieuwsbrief Maart 2007**Onderwerpen**

Beurs Industrie en Milieu

Cursus pH Meting

Nieuwe Viscometer

Temperatuur Transmitter

Automatische Applicator

Isco Catalogus

Concentratie Analyzer

Zuurstof Sensor

Theorie Viscositeit

**Voor: [05]
T.a.v. [06]**

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief 2/2007

Mocht deze HTML mail niet goed leesbaar zijn [klik dan hier voor de internet versie](#)**Beurs Industrie en Milieu**

Elscolab Nederland BV is ook één van de deelnemers aan de beurs Industrie & Milieu. De beurs is op 18 & 19 April in Ahoy te Rotterdam. De Producten die wij daar vertonen zijn:

- Isco monsternamen apparatuur
- pH, geleidbaarheid en zuurstofmetingen van Knick en Mettler Toledo
- YSI Instrumentatie

Uiteraard kunnen wij u op de beurs ook over andere producten informeren. Zeker als u in de regio werkt is het een mooie kans elkaar te ontmoeten op deze beurs.

[Ga hier verder voor een gratis toegangkaart >](#)

Cursus pH meting bij Elscolab

Elscolab Nederland BV, de specialist in elektrochemische metingen zoals pH, zuurstof, CO2 en geleidbaarheid geeft wederom een:

pH studiedag op 24 April 2007

Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. De reacties van deelnemers aan de voorgaande seminars waren zo enthousiast dat wij het programma voor 2007 voort zetten en hebben aangepast met een **vernieuwde live presentatie!**

Wilt u de volledige uitnodigingsbrief

ELSCOLAB

Niels Bohrweg 155
3542 CA Utrecht
030-241 42 00

www.elscolab.nlmain@elscolab.nl

lezen, en/of inschrijven? Klik dan op onderstaande link:

[Lees hier verder >](#)

Brookfield DVI-PRIME viscometer

Brookfield heeft onlangs haar DVI viscometer volledig nieuw ontworpen.

Brookfield heeft de DV-I+, vervangen door de nieuwe Brookfield DV-I Prime. Deze viscositeitmeter heeft een compleet nieuw gebruiksvriendelijk ontwerp. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude DV-I+ is, dat de DV-I Prime aan te sluiten is op een PC.

[Lees hier verder >](#)



[Documentatie Code 7201](#)

Knick Temperatuur transmitter in 6mm klem

De nieuwe temperatuur transmitters van Knick zijn nu volop leverbaar. Buiten de mogelijkheden van het aansluiten van diverse temperatuursensoren zijn er ook omvormers in deze serie voor:

- strain gauge
- ohmse weerstand
- load cellen



[Documentatie code 7202](#)

Zehntner Automatic film applicator

Zehntner levert een compleet programma aan test instrumenten voor het laboratorium. De meeste instrumenten vinden hun toepassing in de verf en coating industrie. De ZAA 2300 maakt het mogelijk om automatisch een verf afstrijk te maken. Het grote voordeel hiervan is een constante herhaalbare afstrijk. De snelheid is instelbaar.

[Lees hier verder over Zehntner >](#)


[Documentatie code 7203](#)



ISCO Sampler Source Book 2007

Isco heeft een nieuwe catalogus uitgebracht. Hierin vindt u alle nieuwe informatie over de water samplers en alle mogelijke accessoires.

[Documentatie code 7204](#)



Concentratie Analyser voor sterk zuur en Loog

De Kemotron concentratie Analyser berekend de zuur of base concentratie op basis van een zeer nauwkeurige 4-Electrode geleidbaarheids meettechniek.

De analyser is voorzien van voorgeprogrammeerde curves, waardoor onder andere percentage Zoutzuur, Zwavelzuur of Oleum direct uitgelezen kan worden.

De zwaar industriële sensoren zijn vanzelfsprekend bestand tegen de zeer extreme chemische meetcondities en ook inzetbaar bij hoge temperatuur en druk.

[Documentatie code 7205](#)



InPro 6950 Zuurstof elektrode voor extreem laag bereik

Deze nieuwe zuurstof elektrode biedt de oplossing om zowel in vloeistof, als in gas fase tot zeer lage niveau's van meting te gaan. In combinatie met de Knick Protos 3400 of de Mettler Toledo M700 kan een compleet systeem worden gecreëerd met een detectie limiet kleiner dan 0.1 ppb.

De nieuwe InPro 6950 heeft een nog betere performance dan zijn voorganger de InPro 6900. Dit resulteert in minder onderhoud en dus minder down time. Deze sensor is tevens geschikt voor spoormeting in gassen.

[Lees hier verder >](#)



[Documentatie code 7206](#)

Gratis Theorieboekje Viscositeit

Brookfield heeft een Theorieboekje over Viscositeit. Enige tijd terug is dit boekje vernieuwd. Wij hebben dit boekje nu gratis als PDF document beschikbaar, zodat wij u deze per E-mail kunnen toesturen.



[Documentatie code 7207](#)

[Om documentatie aan te vragen uit deze brief kunt u hier de codes invullen.](#)

Eventueel kunt u ook deze mail terugsturen en vermelden welke documentatie u wilt ontvangen.

Indien u deze nieuwsbrief die 6x per jaar verschijnt niet meer wilt ontvangen, dan kunt u deze mail naar ons retourneren met de tekst UITSCHRIJVEN.